

Drehfassungen
Rotary Mounts

DOH 40
DOH 65

- SYS 40 oder SYS 65 kompatibel
- verzugsarmes Aluminium, schwarz eloxiert
- montierbar auf Reiter oder Stift
- mit Skalenring
- arretierbar
- for use with SYS 40 or with SYS 65
- deformation-resistant aluminium, black anodized
- mountable onto slide or pin
- with scale
- lockable



Drehfassungen sind für den Einbau von Komponenten wie Polarisatoren, Verzögerungsplatten, usw. vorgesehen. Auf dem Außenring befindet sich eine Skala, mit 5° Teilungsstrichen beim DOH 40 und 2° Teilungsstrichen beim DOH 65. Die Drehfassung des DOH 40 gibt es mit Aufnahmedurchmesser 25 mm oder 1" (25,4 mm). Der DOH 65 hat einen Aufnahmedurchmesser von 56 mm und ist auch mit integriertem Reiter lieferbar. Die aufgenommenen Komponenten werden mit Gewindestiften fixiert.

Beide Drehfassungen lassen sich auf Stiften mit M6-Gewinde befestigen und sind kompatibel zu den Systembausätzen SYS 40 bzw. SYS 65.

Als Einsatz für Drehfassungen, wird der EINS DOH 65-D56 als Zubehör angeboten. Damit bietet der DOH 65 eine Montagefläche für Aufbauten.

Rotary mounts are designed for assembling such components, as polarisers, delay plates etc. The outer ring of the DOH 40 has a scale with 5° graduations, the DOH 65 with 2° graduations. The rotary mount of the DOH 40 is available with 25 mm location diameter, or 1" (25.4 mm). The DOH 65 has a location diameter of 56 mm and can be delivered with an integrated slide. The mounted components are fixed with grub screws.

Both rotary mounts can be mounted on pins with M6 threads and are compatible to SYS 40 and SYS 65 respectively.

The insert for rotary mounts, EINS DOH 65-D56 is available as an accessory. Using it, the DOH 65 has a mounting surface for superstructural parts.

Bestellangaben/Ordering Information

Drehfassungen/rotary mounts

		Typ/type	Bestell-Nr./part no.
Drehfassung für ø 25 mm	rotary mount for ø 25 mm	DOH 40-D25	14.410.2500
Drehfassung für ø 1"	rotary mount for ø 1"	DOH 40-D26	14.410.2600
Drehfassung für ø 56 mm	rotary mount for ø 56 mm	DOH 65-D56	16.410.5600

Zubehör/Accessories

Reiter RT 40, 20 mm, mit Rändelschraube	slide RT 40, 20 mm, with knurled screw	RT 40-20-R	14.021.0020
Reiter RT 40, 20 mm, mit Langloch und Rändelschraube	slide RT 40, 20 mm, with slotted hole and knurled screw	RT 40-20-R-LL	14.021.3020
Reiter RT 65, 20 mm, mit Rändelschraube	slide RT 65, 20 mm, with knurled screw	RT 65-20-R	16.021.0020
Reiter RT 65, 40 mm, mit Langloch und Rändelschraube	slide RT 65, 40 mm, with slotted hole and knurled screw	RT 65-40-R-LL	16.021.3040
Einsatz für Drehfassung	insert for rotary mount	EINS DOH 65-D56	16.764.5603

