

Miniaturverschiebetisch
Miniature Translation Stage

MVT 40B-XYZ

9012.0128

Ausgabe 20.09.2007

- SYS-40-kompatibel
- verzugsarme Aluminium-Speziallegierung, schwarz eloxiert
- montierbar auf Reitern und Stiften
- selbsthemmend
- kompakte Bauweise
- geringe Masse
- for use with SYS 40
- deformation-resistant aluminium alloy, black anodized
- mountable on slides and pins
- self-locking
- compact design
- low mass



Der Miniaturverschiebetisch MVT 40B-XYZ ist mit Federn spielfrei vorgespannt. Die Feingewindespindeln mit Skalenknopf ermöglichen feinfühliges Einstellen. Die justierbaren Schwalbenschwanzführungen behalten ihre Genauigkeit über sehr lange Zeit. Der MVT 40B-D15-XYZ-SK ist SYS-40-kompatibel auf Reiter RT 40-34. Integration in SYS 65 auf Anfrage (siehe Abbildung.)

Der MVT 40B-D15-XYZ-SK ist eine 3-Achs-Kombination, wobei die Z-Achse mit dem Schieber nach innen montiert ist.

The MVT 40B-XYZ miniature translation stage is preloaded with springs and therefore backlash-free. Fine-thread spindles with graduated button enable sensitive adjustment. The dovetail guides are adjustable and maintain their accuracy over very long time. The MVT 40B-D15-XYZ-SK is SYS 40 compatible, when mounted on slide RT 40-34 (see figure).

The MVT 40B-D15-XYZ-SK is a 3-axis combination, at which the Z-axis is assembled with inwards slide.

Bestellangaben/Ordering Information

		Typ/type	Bestell-Nr./part no.
Miniaturverschiebetisch mit Endplatten	miniature translation stage with end plates	MVT 40B-D15-XYZ-SK-EP	14.343.1330
Miniaturverschiebetisch für SYS 40	miniature translation stage for SYS 40	MVT 40B-D15-XYZ-SK	14.343.4330

Zubehör/Accessories

Aufnahmeplatte MKT 40, ø 25mm, nur für 14.343.4330	mounting plate MKT 40, ø 25mm, only for 14.343.4330	OH 40-D25-LTD40B	14.349.0325
Aufnahmeplatte MKT 40, ø 1", nur für 14.343.4330	mounting plate MKT 40, ø 1", only for 14.343.4330	OH 40-D26-LTD40B	14.349.0326
Aufnahmeplatte MKT 40, ø 30mm, nur für 14.343.4330	mounting plate MKT 40, ø 30mm, only for 14.343.4330	OH 40-D30-LTD40B	14.349.0330
Reiter RT 40, 34mm, mit Rändelschraube	slide RT 40, 34mm, with knurled screw	RT 40-34-R	14.021.0034

