

Spalt
Slit

SP 40
SP 60

9012.0102

Ausgabe 10.10.2007

- SYS-40- bzw. SYS-65-kompatibel
- verzugsarme Aluminiumlegierung, schwarz eloxiert
- montierbar auf Reiter oder Stift
- unabhängig voneinander verstellbare Lamellen
- for use with SYS 40 resp. with SYS 65
- black anodized aluminium alloy
- mountable onto pin or slide
- independently adjustable masks



Spalt 40

mit einer maximalen Apertur von 7 x 7 mm. Der Spalt SP 40 besitzt vier unabhängig voneinander verstellbare Lamellen. Somit lässt sich eine bezüglich Größe und Lage beliebige rechteckige Apertur in einem 7 x 7 mm großen Feld definieren. Mit jeder der Lamellen lässt sich der gesamte Bereich verschließen.

Slit 40

The variable SP 40 slit has a maximum aperture of 7 x 7 mm. It consists of four independently adjustable masks, so that, within a 7 x 7 mm area, any desired size and position of rectangular aperture may be defined. To close SP 40 slit, it is only necessary to move only one mask.

Spalt 60

mit einer maximalen Apertur von 12 x 12 mm. Der Spalt SP 60 besteht ebenfalls aus vier unabhängig voneinander verstellbaren Lamellen, so dass eine beliebige Apertur in einem 12 x 12 mm großen Feld einstellbar ist. Mit jeder der Lamellen lässt sich der gesamte Bereich verschließen. Die Strahlhöhe des SYS 65 wird mit dem erhöhten Reiter RT 65-25-R-H erreicht.

Slit 60

The variable SP 60 slit has a maximum aperture of 12 x 12 mm. It consists of four independently adjustable masks, so that, within a 12 x 12 mm area, any desired size and position of rectangular aperture may be defined. To close SP 60 slit, it is only necessary to move only one mask. Using the RT 65-25-R-H slide, the beam height of the SYS 65 can be reached.

Bestellangaben/Ordering Information

		Typ/type	Bestell-Nr./part no.
Spalt, max. Apertur 7 x 7 mm	slit, max. aperture 7 x 7 mm	SP 40	27.140.0707
Spalt, max. Apertur 12 x 12 mm	slit, max. aperture 12 x 12 mm	SP 60	27.160.1212

Zubehör/Accessories

Reiter RT 40, 20 mm, mit Rändelschraube	slide RT 40, 20 mm, with knurled screw	RT 40-20-R	14.021.0020
erhöhter Reiter RT 65, 25 mm, mit Rändelschraube	raised slide RT 65, 25 mm, with knurled screw	RT 65-25-R-H	16.021.2025
Stift 15	pin 15	s. Produktinfo STF 15/s. product info STF 15	

