

Winkelverstelltisch
Angular Adjustment Stage

WV 100

9012.0159

Ausgabe 19.09.2007

- Grob- und Feinverstellung
- mit Feingewinde oder Messschraube lieferbar
- senkrecht und waagrecht einsetzbar
- verzugsarme Aluminium-Speziallegierung, schwarz eloxiert
- coarse and fine adjustment
- available with fine-thread screw or micrometer
- vertically and horizontally applicable
- deformation-resistant aluminium alloy, black anodized



Der Winkelverstelltisch WV 100 ist zur kombinierten Grob- und hochaufgelösten Feinverstellung vorgesehen. Die Apertur gestattet die Drehung transmittierender Komponenten um die optische Achse. Mit dem Zubehör können jedoch auch andere Drehachsen, einschließlich mehrdimensionaler Anordnungen, realisiert werden.

The WV 100 angular adjustment stage is suitable for combined coarse adjustment and high-resolution fine adjustment. Its aperture allows transmitting components to be rotated around the optical axis. Other rotational axes, including multi-dimensional configurations, can also be realized using the accessories.

Bestellangaben/Ordering Information

		Typ/type	Bestell-Nr./part no.
Winkelverstelltisch, Aufnahme \varnothing 40 mm, mit Feingewindeschraube	angular adjustment stage, retainer \varnothing 40 mm, with fine-thread screw	WV100-D40-FGS	34.100.4001
Winkelverstelltisch, Aufnahme \varnothing 40 mm, mit Messschraube	angular adjustment stage, retainer \varnothing 40 mm, with micrometer	WV100-D40-MS	34.100.4002

Zubehör/Accessories

Adapterplatte für WV 100, ohne Apertur, mit M6	adapter plate for WV 100, without aperture, with M6	ADPWV100-M6	34.100.9001
------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	-------------	-------------

